

New

Supor® Prime

고농도 및 고점도 mAb, 단백질 및 feed에 높은 여과 용량을 제공하는 제균 필터

Overview

- 고농도(up to 220g/L) 물질에 대한 여과 용량이 높고 상대적으로 고점도(up to 30 cP)인 물질의 여과에 적합
- 10 inch Cartridge 필터당 여과 면적이 넓어 빠른 속도로 여과 가능
- 다양한 크기와 포맷의 제품을 제공하여 제품 개발 단계 따른 scale-up에 용이
- cGMP 준수를 위한 각종 문서 및 기술 지원 제공



Product specifications


	Kleenpak Spectrum filter capsules		Filter cartridges
Supor Prime sterilizing grade filters			
	Small capsule (filterability tool)	Medium capsule	Cartridge
Product code prefix	DC3	MC200	AB05, AB1, AB2, and AB3
Effective filter area (EFA)	3.0 cm ²	240 cm ²	AB05 - 6100 cm ² AB1 - 13 400 cm ² AB2 - 26 700 cm ² AB3 - 40 200 cm ²
Removal rating	0.2 µm sterilizing-grade	0.2 µm sterilizing-grade	0.2 µm sterilizing-grade
Filter element size	N/A	N/A	AB05 - 127 mm (5 in.) AB1 - 254 mm (10 in.) AB2 - 508 mm (20 in.) AB3 - 762 mm (30 in.)

견적/ 데모 문의




새롭게 출시된 Supor® Prime은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

1) 고농도 단일클론항체(up to 220 g/L) 높은 여과 용량 제공



2) 필터당 여과 면적이 넓어 빠른 속도로 여과 가능



3) 제품 개발 단계에 따른 다양한 규모의 프로세스에 적용 가능한 포맷



견적/ 데모 문의

