

Sera-Xtracta™ Virus/Pathogen Kit

全新病毒核酸提取试剂盒 助力快速高效的新冠病毒核酸检测

新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 于 2019 年底在全球开始肆虐蔓延, Cytiva 作为体外诊断 (IVD) 的核心原料供应商始终致力于快速高灵敏的核酸分子检测, 希望通过专业的技术和产品第一时间为新冠疫情的控制贡献自己的一份力量。

Sera-Xtracta™ Virus/Pathogen Kit 是针对新冠疫情快速开发的一款全新即用型病毒核酸提取纯化试剂盒: 基于硅羟基磁珠的便利性, 高结合载量和可放大型, 能够确保微量或痕量样品的核酸检测, 同时提供极高的数据重复性与可靠性。



订购信息:

产品名称	规格	货号
Sera-Xtracta™ Virus/Pathogen Kit	96 个反应	29506009

cytiva.com

Cytiva 和 Drop 标识是 Global Life Sciences IP Holdco LLC 或其附属公司的注册商标。Cytiva 版权所有商品和服务的销售需遵守在 Cytiva 企业中运营之供应商公司的销售条款与条件。可应要求提供这些条款与条件的副本。如需了解最新信息, 请联系您当地的 Cytiva 代表。如需查看当地办公室的联系信息, 请访问 cytiva.com/contact。

CY18523-12Jan21-FL

Sera-Xtracta™ Virus/Pathogen Kit

能够为新冠病毒核酸的提取和纯化提供快速高效的解决方案。此款试剂盒可提供:

- **高灵敏度:**
检测下线可以到 10pfu/ml 病毒滴度
- **高度样品兼容性:**
可兼容多种样本来源, 适用于鼻咽拭子、血液等不同的常见取样方式
- **快速检测:**
可在两小时内完成病毒核酸的快速提取及纯化, 产量高, 所得高质量核酸可以很好地用于进行下游研究, 包括 PCR、qPCR、二代测序 (NGS) 等
- **自动化设备兼容:**
满足高通量提取需求

