

Addendum du système **UniFlux 10**

À propos de cet addendum

Le présent document est un addendum aux instructions et informations destinées à l'utilisateur standard fournies dans les documents suivants : *Mode d'emploi du système UniFlux™ 10, 28993587 AD* *Fichier de données du système UniFlux, 18117725 AF* et *Manuel de sélection, 18116529 AD*. Ce document décrit uniquement les modifications apportées au contenu relatif à l'instrument UniFlux 10.

À lire avant d'utiliser UniFlux 10



Cette sous-section remplace le texte correspondant dans la *Section 8.1 Caractéristiques* du manuel *Mode d'emploi du système UniFlux 10, 28993587 AD*.

Tous les utilisateurs doivent lire l'intégralité des documents suivants avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'instrument UniFlux 10 :

- **le présent Addendum,**
- ***Mode d'emploi du système UniFlux 10, 28993587 AD.***

Toujours conserver cet *Addendum* et le *Mode d'emploi* à portée de main lors de l'utilisation de l'instrument UniFlux 10.

Utiliser uniquement l'instrument UniFlux 10 conformément à la description de la documentation utilisateur. Toute utilisation non conforme expose l'utilisateur à des dangers pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement.

Caractéristiques du système

Ce tableau remplace la ligne correspondante du tableau des sections suivantes :

- *Section 8.1* (page 164) du manuel *Mode d'emploi du système UniFlux 10*, 28993587 AD
- *Caractéristiques du système* (page 5) du document *Fichier de données du système UniFlux*, 18117725 AF
- *Caractéristiques du système* (page 77) du document *Manuel de sélection*, 18116529 AD

Propriété	Valeur
Débit de fonctionnement min. (pompe d'alimentation)/ Débit de recirculation min.	1 l/min à 4 bar

Page laissée intentionnellement vide



cytiva.com/filtration

Cytiva et le logo Drop sont des marques de commerce de Global Life Sciences IP Holdco LLC ou de l'une de ses filiales.

UniFlux est une marque de commerce de Global Life Sciences Solutions USA LLC ou de l'une de ses sociétés affiliées opérant sous le nom de Cytiva.

Toutes les autres marques de commerce tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2020–2021 Cytiva

Tous les produits et services sont vendus conformément aux conditions générales de vente du fournisseur opérant sous le nom de Cytiva. Une copie de ces conditions générales est disponible sur demande. Contacter un représentant Cytiva local pour obtenir les informations les plus récentes.

Pour les coordonnées des bureaux locaux, visiter le site cytiva.com/contact

29162636 AB V:4 03/2021