


Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Schneller. Sicherer. Einfacher.



Das sterile Arbeiten bei der mikrobiologischen Qualitätskontrolle ist von entscheidender Bedeutung. Der Whatman™ eButler unterstützt Ihren Arbeitsablauf und erlaubt Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten.

Produkt	Beschreibung	Artikelnr
Whatman Membran-Butler	Elektrisch, Aluminium, Edelstahl	10477103
Whatman ME25 Select/21 Nitrocellulose Membran, 0,45 µm	47 mm, weiß/schwarzes Gitter, 400 PK	10406803
	50 mm, weiß/schwarzes Gitter, 400 PK	10406802
Whatman ME25/31, 0,45 µm	47 mm, schwarz/weißes Gitter, 400 PK	10407332
	50 mm, schwarz/weißes Gitter, 400 PK	10407334
Whatman ME25/41, 0,45 µm	50 mm, grün/schwarzes Gitter, 400 PK	10407370
Whatman ME27/21, 0,8 µm	50 mm, weiß/schwarzes Gitter, 400 PK	10408915
Whatman MicroPlus Nitrocellulose Membran, 0,45 µm	47 mm, weiß/schwarzes Gitter, 400 PK	10407112
	50 mm, weiß/schwarzes Gitter, 400 PK	10407114
	47 mm, schwarz/weißes Gitter, 400 PK	10407132
	50 mm, schwarz/weißes Gitter, 400 PK	10407134
	47 mm, grün/schwarzes Gitter, 400 PK	10407170
	50 mm, grün/schwarzes Gitter, 400 PK	10407172

Ausführliche Information zu unseren Produkten für die mikrobiologische Qualitätskontrolle finden Sie unter cytiva.com.

Whatman eButler

- Autoklavierbares Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl, ideal für Labore mit hohen Anforderungen zur Reinheit
- Entwickelt für das einfache Laden von Membranen und eine simple Handhabung
- Anwendung wahlweise per Knopfdruck oder touch-free (berührungslos)
- Befördert bis zu 100 Membranen ohne Nachladen

cytiva.com

Cytiva und das Drop-Logo sind Warenzeichen von Global Life Sciences IP Holdco LLC oder einer Tochtergesellschaft. Whatman ist ein Warenzeichen von Global Life Sciences Solutions USA LLC oder einer Tochtergesellschaft, die als Cytiva tätig ist.

© 2021 Cytiva

Die Kontaktinformationen der örtlichen Niederlassung finden Sie unter: cytiva.com/contact

CY15081-22Feb21-FL

